



SPLYZA
MOTION

AIによるマーカースレス3D動作解析アプリ

教育・スポーツ研究

目次

- **SPLYZA Motionで課題解決**
- **SPLYZA Motionとは**
- **SPLYZA Motionでできること**
- **活用シーン(事例)**
- **導入実績**
- **導入の流れ**
- **よくあるご質問**
- **お問い合わせ**
- **会社概要**

探究授業やスポーツの動作研究において、
こんなお悩みはありませんか？



**現場で
動作解析をしたい**

**設備投資コストや
機材の準備が大変**

**ICT教育・探究授業の質
をもっと向上させたい**

**STEAM教育等
横断的な学習を推進したい**

そのお悩み、SPLYZA Motionで解決します！


マーカースレスで手軽にスポーツ動作を定量的に解析できるため、教育現場でのSTEAM教育の実現に貢献します。オフライン解析に対応しており、野球の投球フォーム解析をはじめ、スポーツ現場での効率的なフォーム改善や動作研究にも活用されています。

オフラインで動作解析 その場でサクッと解析できます



オフラインで動作*するため、授業やスポーツの現場で即座に動作解析が可能です。場所を選ばず、手軽に効率的な分析が行えます。

設備投資不要 iOS端末1台で完結します




iPhone/iPadに動画を読み込むだけでAIが自動解析。特別な操作は不要で、過去動画*もすぐに取り込み、解析結果を確認できます。

「ICT×スポーツ」 探究心の育成に繋がります



マーカースレスで速度・角度・距離などを算出し、ICTを活用してスポーツを科学的に分析。「新しい授業」の実現に貢献します。

「スポーツ×探究」 横断的な学びへと広がります




手軽にスポーツサイエンスに触れ、STEAM教育の実現に繋がります。スポーツを通じ探究学習の促進や課題発見力向上に貢献します。

*アプリ利用開始時にログインする際はインターネット環境が必要です。

*iOS端末以外で撮影した動画を使用することも可能です。撮影時のカメラは端末を問いません。

AIによるマーカースレス3D動作解析アプリ カメラ1台で手軽に動作解析！

3つの特徴




マーカースレスで手軽に体の各部位の「角度(角速度)・速度(加速度)・特定の位置からの距離・脊椎の湾曲角・軌跡」などが算出可能であるため、探究学習・スポーツ・研究・臨床など、様々なシーンでご活用いただけます。



1.圧倒的な手軽さ

高価な機材など設備投資不要！iOS端末1台、マーカースも不要でAIが自動で解析します。



2.高度なAI技術

眼カメラの映像から3D認識可能！「内外旋」や「肘トルク」の計測にも対応しています。



3.豊富なデータ算出

全50箇所の詳細なデータを算出、動作の変化を時系列で確認可能！CSVやBVH形式で出力できます。

SPLYZA Motionでできること

高度なAI技術 - 3次元対応


現場のご要望にお応えし、専門的な動きを精密3次元計測で実現しました。
これまで以上に、詳細な動きの分析が可能になります。

内旋/外旋・内反/外反



三次元的な動きを加味した3軸の角度表示 に対応。^{*1}これまでマーカーレスでは難しかった「内外旋」や「内外反」などの角度計測にも対応し、動きの評価がさらに精密になります。

肘トルク



トルク（回転力）のグラフ表示機能を追加。
動画から解析された肘トルクをグラフで視覚的に確認でき、フォームづくりやリハビリテーションなど、様々な場面で活用いただけます。^{*2}

※1.各部位の計算方法についての詳細はお問い合わせください。基本的には、「Grood & Suntay」(J Biomech Eng 1983)の論文を基に算出しております。

※2.肘トルク機能は、3D解析のみ対応しております。

SPLYZA Motionでできること

「手軽さ×性能」による課題解決の要素が満載


3D認識



単眼カメラの映像から、データも含め3D認識。^{*1}

マーカーも不要で手軽に3D解析ができます。


二画面比較



「縦並び」「横並び」「重ねる」を自由に設定可能。

二画面比較再生により、トレーニング前後や施術前後の比較、巧拙の比較を容易に行うことができます。

道具/軌跡の認識



ゴルフクラブ、野球のバット、テニスラケットの認識可能。^{*2}

道具も含めて、軌跡を残すこともできるので、動作をより可視化できます。

2点間距離の計測



2点間の距離を測定できる機能を追加。

2D・3Dともに利用可能です。歩幅の計測はもちろん、身体の各部位間の距離を詳細に分析できます。

※1.動画内に特定の部位が一度も写っていない動作や動きがほとんどない動作など、認識できないケースもございますので、無料トライアル期間でお試ください。

※2.運動動作が速いと精度が落ちるため、スイングスピード等は参考程度にしてください。

SPLYZA Motionが選ばれる理由

従来のシステムの手間とコストを解決

○ : 対応

▲ : 条件付き

× : 非対応

— : 非対応/記載なし

	SPLYZA Motion	A社 (マーカレス)	B社 (マーカレス)	従来の光学式 システム
専用カメラ	不要 (iPhone/iPadのカメラ可)	必要	不要	2台以上
3D認識	○	×	○	○
認識部位	50 (骨盤/脊椎etc)	30	40	マーカ数に依存
フィードバック	×	○	×	×
	*現在開発中			
脊椎の推定	○	×	○	-
内外旋の計測	○	×	×	○
肘トルクの計測	○	×	×	○
二画面比較	○ (音による自動同期可)	○	×	▲
オフライン解析	○	○	×	×

SPLYZA Motionが選ばれる理由

アカデミックな信頼性

SPLYZAは国内トップクラスの研究機関との共同研究によって、SPLYZA Motionの技術的信頼性と精度の検証・改善を継続的に行っています。

京都大学大学院
医学研究科

吉備国際大学
保健医療福祉学部
理学療法学科

大阪大学大学院
医学系研究科 整形外科

徳島大学
情報センター

関西医科大学
リハビリテーション学部
理学療法学科


共同研究による継続的な技術革新

- 精度向上**：大学の研究による技術の継続的な最適化
- 機能改善**：多学科のアイデアを融合させた機能強化
- 信頼性**：第三者による技術評価の確立
- 広がり**：多分野への応用可能性の検証

活用シーン(事例)

教育・ヘルスケア・スポーツ・製造業など
幅広い分野でご利用いただいています

教育現場での活用 (高校)



**SSH/DXハイスクール指定校で
導入事例多数！**

- 主体的で対話的な深い学びを実現
- 探究的な学習の促進
- STEAM教育の実現

スポーツ現場での活用 (高校)



**野球部の投球フォーム解析
を中心に利用中**

- 定量×定性データの指導が実現
- 「個別最適化」の教育
- イメージ可視化で選手の理解力向上

動作研究での活用 (大学・医療機関)



**歩行やスポーツの動作解析など
研究で利用**

- 現場での動作解析を実現
- 手軽に利用できることで研究の労力軽減
- 学生の興味/関心の向上

導入実績200団体以上

大学

- 大阪大学
- 鹿屋体育大学
- 北里大学
- 京都大学
- 同志社大学
- 名古屋大学
- 日本体育大学
- 北陸先端科学技術大学院大学
- 早稲田大学
- 横浜国立大学

他

SSH

- 大阪府立岸和田高校
- 京都府立嵯峨野高校
- 群馬県立高崎高校
- 埼玉県立所沢北高校
- 清真学園高校
- 名古屋大学教育学部附属高校
- 兵庫県立長田高校
- 福島県立福島高校

他

DXハイスクール

- 大阪体育大学浪商高校
- 大阪府立桜宮高校
- 京都府立乙訓高校
- 京都先端科学大学附属高校
- 岐阜県立岐阜高校
- 熊本市立必由館高校
- 神戸市立科学技術高校
- 札幌山の手高校
- 静清高校
- 西武学園文理高校
- 専修大学北上高校
- 徳島県立鳴門渦潮高校
- ドルトン東京学園高等部
- 長野県上田高校
- 雲雀丘学園高校
- 兵庫県立社高校

他

ユーザーの声

高校 | 先生の声

探究授業利用



動作についての定量データを手軽に確認できるため、以前と比べると研究の幅が格段と広がり、**内容の濃い研究が可能**になりました。
何よりも生徒が**年間を通じて楽しそう**に研究をしています。

高校 | 生徒の声

探究授業利用



自分の動きを数値化すると、**課題が明確**になり、**自分で分析する面白さ**を知りました。闇雲な練習ではなく、ピンポイントで改善できるようになり、実際に**効率的な上達を実感**しました。

高校 | 野球部の声

指導者



データと映像で、指導者側の**イメージを可視化**できるようになりました。これにより**選手の理解力が向上**し、球速アップなど、より充実した**育成と再現性の向上**につながっています。

大学 | 研究利用の声

北翔大学 スポーツ教育学



スポーツバイオメカニクスを専攻するゼミで利用しています。iPadがあれば解析する場所に制限がないので、野球であれば、投球フォームなど**その場で計測**ができるようになり、より**実際の動作で研究を進められる**ようになりました。

大学 | 研究利用の声

静岡産業大学 スポーツ科学部



マーカーを使用するタイプの動作解析の授業では、体験できる人数に制限がありました。SPLYZA Motionは各自の端末で解析できるので、**多くの学生が授業で動作解析に取り組める**ようになり、**学生達の興味を引き出す効果**も出ています。

大学 | 研究利用の声

北里大学 リハビリテーション学科



作業負担軽減、学習効果向上、研究効率化を実現しました。準備や人員が削減され、現場での解析ができるようになったことで、数値データで**学生の理解が深まり、手軽なデータ蓄積が新たな知見発見**につながっています。

導入の流れ

“無料トライアル”でぜひご体験ください！

ご希望に沿った流れで、無料トライアルを開始いただけます。

まずは説明を聞いてみたい

- 1 お問い合わせ**
本資料の「お問い合わせ先」からご連絡ください。担当者より折り返します。
- 2 お打ち合わせ**
お客様の課題をヒアリングし、実際の画面で概要や使い方などをご紹介します。
- 3 トライアル*1ヶ月間無料でお試し**
お申し込み後、アプリをインストールください。期間中、全機能をお試し可能です。
- 4 正式利用**
「お問い合わせ先」へ“登録氏名・団体名”と正式利用ご希望の旨をご連絡ください。

まずは使ってみたい

- 1 トライアル*1ヶ月間無料でお試し**
お申し込み後、アプリをインストールください。期間中、全機能をお試し可能です。
- 2 サポート/お打ち合わせ**
担当スタッフよりサポートのご連絡をいたします。ご不明点や**課題などヒアリング**を通して、**ご利用用途に合わせて**ご提案いたします。
- 3 正式利用**
「お問い合わせ先」へ“登録氏名・団体名”と正式利用ご希望の旨をご連絡ください。

よくあるご質問

動作環境

対応OS

iOS16.0以降

iPhone

iPhoneXS 2018モデル
iPhoneSE 2020モデル

iPad

iPad 2020モデル
ipadmini 2019モデル

iPad Pro/Air

iPad Air 2019モデル
iPad Pro 2018モデル

※上記のモデル以降が推奨端末です
※M1チップ以降搭載のMacBookでもご利用可能です
※詳細はお問い合わせください


FAQ

Q	おすすめの撮影方法を教えてください
A	画像認識システム特性上、映像内で人が認識しやすい条件（光量/背景とのコントラストなど）が好ましいです。
Q	複数人いた場合、誰を認識しますか？
A	もっとも手前に写っている人物を対象者としませんが、解析時に人物を（動画内で最大5か所）選択して指示することが可能です。
Q	動画の解析/処理時間はどれくらい必要でしょうか？
A	基本的には動画の長さの2～3倍の時間を想定してください。動画の長さおよび端末の世代に左右されます。
Q	動画の種類やHz (fps)はどれほど対応していますか？
A	1～2000fpsに対応しております。データ数はこちらに依存します。

お問い合わせ

まずは相談してみたい

SPLYZA Motion公式LINE




メールアドレス

motion.support@splyza.com

まずは使ってみたい

1ヶ月無料トライアル



トライアル版でも
SPLYZA Motionの全機能を、
お試しください。

会社概要

社名

株式会社SPLYZA

設立

2011年5月2日

本社所在地

静岡県浜松市

代表取締役

土井 寛之

従業員数

31名（2025年7月現在）

資本金

1億円

役員

代表取締役:土井 寛之 / 取締役:安東清文 / 取締役: ジョー・ウォーラー

取引先

NTTドコモ/NTTコミュニケーションズ/KEIアドバンス/さいたま市/大阪大学/京都大学

